


FICHE TECHNIQUE : <b>Déchets Médicaux</b>		
Désignation : <b>Plateau de soins - Mini</b>		
Référence : <b>ST04089</b>	Date : <b>29/07/2024</b>	

	<b>Dimensions</b> : (L) 250 x 210 (l) x 35 (h) mm
	<b>Poids</b> : 210
	<b>Matière</b> : PP recyclé
	<b>Lieu de fabrication</b> : France
	<b>Pour collecteurs</b> : 0.6L / 1.2L
<b>Particularités</b> : Les empreintes de fixation non utilisées peuvent servir de compartiments de stockage de matériel	

<b>Composition :</b>
<b>Pièce 1</b> : Plateau gris avec compartiments.

<b>Conditionnement :</b>		
<b>Dimensions carton</b> : 400 x 300 x 300 mm	<b>Quantité par carton</b> : 12	<b>Poids du carton</b> : 3 Kg
<b>Nombre de carton par palette</b> : 48	<b>Quantité par palette</b> : 576	<b>Poids palette</b> : 155 Kg

<b>Description :</b>
<p>Partie fixation : système de coincement pour le maintien des collecteurs STIL'eco 0.6L ou 1.2L</p> <p>1 seule empreinte est dédiée à la fixation du collecteur 0.6L ou 1.2L : l'empreinte est gravée en ce sens.</p> <p>Les deux autres empreintes sont destinées à séparer le matériel propre du matériel utilisé.</p> <p>Les formes arrondies et exempt d'angle droit, permettent un nettoyage aisé du plateau de soins.</p> <p>Les compartiments de fixation non-utilisés permettent de stocker du matériel de soins.</p>



Utiliser cette empreinte pour fixer le collecteur 0.6L ou 1.2L  
Le sens de fixation est gravé pour chacun des litrages.