

FICHE TECHNIQUE :	Déchets Médicaux	
Désignation :	Collecteur 2L	
Gamme :	PACTO +	
Référence: ST08020	Date : 20/05/2021	

	Dimensions : 192 x 126 x (h) 130 mm Poids : 200 gr Matière : PP Volume total : 2L / Volume de remplissage : 1,56L Couleurs : Jaune et blanc Résistances : Perforation et chute Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes
---	---

	Conforme aux normes :
	NF EN ISO 23907-1 : 2019
	Titulaire du label NF 302 (délivré par le LNE)
	Homologué UN 3291 (transport des marchandises dangereuses)

Composition : Kit de 2 pièces	Codes GTIN (code-barres)	
Pièce 1 : Cuve 2 Litres jaune, avec étiquette '2L'	GTIN collecteur :	GTIN carton :
Pièce 2 : Couvercle blanc avec trappe	 3 701206 500857	 3 701206 500895
Remarque : Assemblage par pression, coin par coin. Les clics sonores assurent du bon montage du produit.		

Conditionnement
Nombre de pièces par carton : 50 pièces Dimensions carton en mm : 600 x 300 (h) x 400 Poids du carton : 14 kg Nombre de pièces par palette : 1400 pièces Dimensions palette en mm : 800 x 1200 x 2200 (h) Nombre de cartons par palette : 28 cartons Poids palette : 210 kg

Description
<ul style="list-style-type: none"> - Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable. - Deux systèmes de fermetures différents. - Le couvercle est équipé d'une gouttière de sécurité ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles / lames de bistouris.

Supports de fixation
Plateau de soins : Réf. ST04090B / Permet de transporter le collecteur au plus proche du patient.
Nombreux espaces de rangement.
Support plan antidérapant : Réf. ST03895 / Système de fixation par patin antidérapant à coller par l'utilisateur
Support chariot universel : Réf. ST04096 / Adapté à tous les collecteurs STIL'eco (support métallique)
Support chariot universel avec crochet : Réf. ST04096C / Adapté aux chariots de soins pour accroche latérale via équerre.



ST04090B



ST03895



ST04096



ST04096C